

EASYMED®

Flödesväljare för andningsoxygen eller andningsluft med integrerad tryckregulator

Produktinformation

Easymed flödesväljare kan med fördel användas i de flesta applikationer då man vill ge patienter andningsoxygen. Flödesväljaren är lägesoberoende, har en modern design där kroppen är tillverkad av slagtålig polymer. En stor ergonomisk flödesratt gör flödesväljaren lättinställd. Varje inställt flöde har en tydlig markering. Tack vare en inbyggd tryckregulator kan flödesväljaren anslutas mot alla inloppsstryck mellan 2,8–6 bar.

Flödesväljaren finns för oxygen och andningsluft för nedan flödesområden:

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 6 L/min. | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 15 L/min. | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 |
| 30 L/min. | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 20.00 | 25.00 | 30.00 |
| 50 L/min. | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 30.00 | 50.00 |

Flödesväljaren är lägesoberoende och kan fås med två olika inloppsanslutningar,

Snabbkopplingshane för direktmontage i gasuttag, samt universalklove för IVA-skena (Svensk/EU). Utloppsanslutningen 9/16" är vid leverans försedd med slangsockel.



(Grå siffrorna = illustration)

Tekniska data

Inloppsstryck: 2,8–6 Bar (inbyggd tryckregulator)
Noggrannhet: ±10% inställt värde
Mått: 82 x 54 x 65 mm
Vikt: ~120 gram (exkl. ansl.)

Utloppsansl.: 9/16" (levereras med slangsockel)
Standard: CE-märkt MDR
Kalibrering: 1013 mbar 23°C

Artikelnummer: EASYMED® för Andningsoxygen

434250–1 O2 6 lpm, med 1m slang, vinklad hane, universalklove.
434250–2 O2 6 lpm, med snabbkoppling, för direktmontage i gasuttag
434250–3 O2 6 lpm, med 1,5m slang, vinklad hane, universalklove.
434251–1 O2 15 lpm, med 1m slang, vinklad hane, universalklove.
434251–2 O2 15 lpm, med snabbkoppling, för direktmontage i gasuttag
434251–3 O2 15 lpm, med 1,5m slang, vinklad hane, universalklove.

EASYMED®

Artikelnummer: EASYMED® för Andningsoxygen

| | |
|----------|--|
| 434252-1 | O2 30 lpm, med 1m slang, vinklad hane, universalklove. |
| 434252-2 | O2 30 lpm, med snabbkoppling, för direktmontage i gasuttag |
| 434252-3 | O2 30 lpm, med 1,5m slang, vinklad hane, universalklove. |
| 434253-1 | O2 50 lpm, med 1m slang, vinklad hane, universalklove. |
| 434253-2 | O2 50 lpm, med snabbkoppling, för direktmontage i gasuttag |
| 434253-3 | O2 50 lpm, med 1,5m slang, vinklad hane, universalklove. |

Artikelnummer: EASYMED® för Andningsluft

| | |
|----------|---|
| 434260-1 | A-Luft 6 lpm, med 1m slang, vinklad hane, universalklove. |
| 434260-2 | A-Luft 6 lpm, med snabbkoppling för direktmontage i gasuttag |
| 434260-3 | A-Luft 6 lpm, med 1,5m slang, vinklad hane, universalklove. |
| 434261-1 | A-Luft 15 lpm, med 1m slang, vinklad hane, universalklove. |
| 434261-2 | A-Luft 15 lpm, med snabbkoppling för direktmontage i gasuttag |
| 434261-3 | A-Luft 15 lpm, med 1,5m slang, vinklad hane, universalklove. |
| 434262-1 | A-Luft 30 lpm, med 1m slang, vinklad hane, universalklove. |
| 434262-2 | A-Luft 30 lpm, med snabbkoppling för direktmontage i gasuttag |
| 434262-3 | A-Luft 30 lpm, med 1,5m slang, vinklad hane, universalklove. |
| 434263-1 | A-Luft 50 lpm, med 1m slang, vinklad hane, universalklove. |
| 434263-2 | A-Luft 50 lpm, med snabbkoppling för direktmontage i gasuttag |
| 434263-3 | A-Luft 50 lpm, med 1,5m slang, vinklad hane, universalklove. |



Flödesvredet är distinkt med fasta inställningar och inställt värde avläses med stor tydlighet framifrån.

För ytterligare information kontakta oss på nedan telefonnummer

Huvudkontor
Tel:
Adress:

Aspira Medical AB
0243-23 05 00
Duvnäs
781 90 Borlänge

Bankgiro: 5367-4990
Postgiro: 637 39 60 -1
VAT: SE556447153901

E-mail: info@aspira.se
Hemsida: www.aspira.se
Hemsida: www.babyskotbord.se